

QUELS QUE SOIENT LE SOIN ET L'ENTRETIEN À APPORTER À VOS AIDES AUDITIVES, VOUS TROUVEREZ LE BON PRODUIT DANS LA GAMME DE PRODUITS D'ENTRETIEN ENTENDRE.



VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE ENTENDRE

Ce guide vous est offert par votre audioprothésiste Entendre, n'hésitez pas à le contacter pour en savoir plus.

Entendre RCS Versailles 481 855 419 - ENT2-GUIDEINTRA - Janvier 2017

GUIDE D'ENTRETIEN ENTENDRE

INTRA



VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UNE AIDE AUDITIVE.

Pour entretenir au mieux vos aides auditives, votre audioprothésiste Entendre vous offre ce guide. Les aides auditives sont des appareils de haute précision qui nécessitent un entretien régulier. En suivant ces instructions, vous conserverez les performances de vos aides auditives et profiterez pleinement des sons qui vous entourent.

Les audioprothésistes



www.entendre.com



Les audioprothésistes



www.entendre.com

L'ENTRETIEN DE VOS AIDES AUDITIVES



EN 3 TEMPS



1 FOIS PAR JOUR CHAQUE SOIR

- 1 Utiliser le spray nettoyant sur un mouchoir en papier pour humidifier la brosse.
- 2 Brosser la partie de l'appareil avec le filtre blanc (le bout avec les trous). Vous pouvez également utiliser les lingettes de nettoyage chaque soir.
- 3 Ranger l'appareil éteint (ouvrir le tiroir pile) dans la boîte déshydratante pour toute la nuit, bien refermer la boîte.




1 FOIS PAR SEMAINE



- 1 Utiliser les lingettes et nettoyer la totalité de l'appareil avec.
- 2 Passer un fil dans l'évent (trou d'aération à côté du trou avec le filtre blanc) pour ne pas qu'il se bouche.

1 FOIS PAR MOIS

CHANGER LE FILTRE BLANC



- 1 Prendre un bâton avec un filtre neuf, utiliser le bout du bâton sans filtre pour enlever le filtre sur l'appareil, rentrer et tirer le bâton.
- 2
- 3 Insérer le nouveau filtre sur le bâton dans le trou libéré par l'ancien filtre. Jeter le bâton avec le filtre utilisé.

⚠ NE JAMAIS METTRE L'APPAREIL SOUS L'EAU ⚠